
### QR-Code scannen mit der der



#### 1. + drücken




#### 2. Neues Experiment von einem QR-Code






#### 3. Experiment in Datenbank speichern




4. Experiment in Datenbank suchen und starten oder den QR-Code erneut scannen





#### 5. Hinweise beachten




#### 6. Experiemnt starten "play" und Anleitung befolgen





#### 7. Zum wiederholen des Experiments: "||" drücken




#### anschließend Mülleimer oder RESET





# phyphox bietet noch mehr... probiert die zahlreichen Experimente aus! Hier ein paar Tipps dazu:

## Übersicht der Experimente:







## Beispiel: Tongenerator

## Versuch Tongenerator auswählen



## Versuch Tongenerator öffnet sich





Frequenz auswählen und dann starten



